

Tu autoclave, siempre en regla.

Plan de mantenimiento preventivo, ejecutado según las instrucciones del fabricante y documentado en cada visita.

¿Por qué es obligatorio?



Real Decreto 809/2021 · art. 9

Todos los autoclaves

El titular debe mantener el equipo según las instrucciones del fabricante y revisarlo, como mínimo, una vez al año.



Decreto 69/2008 · Anexo III (Andalucía)

Todos los centros sanitarios

La autorización de funcionamiento exige garantizar la seguridad de los equipos e instalaciones del centro.



Orden de 3 de abril de 2024 · art. 12

Medicina Estética

Control biológico del autoclave al menos una vez por semana, y siempre tras cada mantenimiento o reparación.

Un mantenimiento documentado es la forma de demostrar el cumplimiento ante una inspección sanitaria.

Cómo funciona el plan

Cinco pasos, siempre según el manual del fabricante de tu autoclave.

- 1 Ficha del equipo**
Registramos el modelo y los criterios de mantenimiento de su manual.
- 2 Calendario según el uso real**
Las visitas se planifican por tiempo y por número de ciclos.
- 3 Ejecución**
Goma de puerta, filtros y pruebas funcionales cuando corresponde.
- 4 Lectura de ciclos**
Leemos el contador del autoclave para anticipar cada sustitución.
- 5 Documentación**
Parte de trabajo firmado y registro histórico del equipo.

LA CLÍNICA · RUTINA

Lo que hace tu equipo

- Limpieza de goma de puerta, filtro de cámara y bandejas
- Limpieza de la superficie externa
- Vaciado y limpieza del depósito de agua destilada
- Uso exclusivo de agua destilada

GIATROS MÉDICA · VISITA TÉCNICA

Lo que hacemos nosotros

- Sustitución de goma de puerta según tiempo y ciclos
- Sustitución o verificación de filtros
- Pruebas de vacío y Bowie-Dick / Helix
- Lectura del contador y parte de trabajo firmado



Técnico con Certificado de Profesionalidad ELEQ0108

Instalación y mantenimiento de sistemas de electromedicina (RD 1214/2009)

Tiempo y ciclos: gana el que llegue antes

Los fabricantes fijan cada sustitución por tiempo y por número de ciclos. Se aplica el límite que se alcance primero.

■ Límite que se alcanza primero ■ Todavía sin alcanzar el límite

Clínica de uso moderado

≈ 450 ciclos al año

Tiempo · 12 meses



Ciclos · 800



Toca la revisión en el mes 12: gana el tiempo.

Clínica de uso intensivo

≈ 1.400 ciclos al año

Tiempo · 12 meses



Ciclos · 800



Toca la revisión en torno al mes 7: gana el número de ciclos.

Ejemplo ilustrativo con 12 meses u 800 ciclos, valores tomados del manual de un fabricante. Cada autoclave tiene los suyos y los recogemos en su ficha.

Qué recibe la clínica



Ficha de mantenimiento

Con los criterios de tu fabricante, lista para consultar.



Calendario ajustado al uso

Visitas por tiempo y ciclos, no por estimaciones.



Parte de trabajo firmado

Constancia de cada intervención, lista para una inspección.



Histórico de ciclos

Para anticipar cada sustitución antes de que falle.